

Bedrijf: _____
 Afleveradres: _____
 Postcode: _____
 Plaats: _____

Datum: _____
 Ordernummer: _____
 Contactpersoon: _____
 Telefoonnummer: _____

Materiaal

Acrylaat (perspex)

8 mm dik art.nr. WER0005
 10 mm dik art.nr. WER0006

Polycarbonaat (lexaan)

8 mm dik art.nr. WER0010
 10 mm dik art.nr. WER0011

Volkern (trespa)

6 mm grijs art.nr. WER0001
 8 mm grijs art.nr. WER0002
 6 mm houtnerf art.nr. WER0003

Multiplex 9 mm

Alleen i.c.m. geheel werkblad polstering art.nr. zie pag. 2


Bevestigingsmateriaal

Enkelzijdig wegklapbaar art.nr. WER2001
 Dubbel insteekstelsysteem art.nr. WER2004
 Collegeblad links art.nr. WER2002
 Collegeblad rechts art.nr. WER2002
 Geen

Bevestigingsmateriaal wordt incl. opnamebuis geleverd

Opstaande randen

Open hoeken art.nr. WER3001
 Gesloten hoeken art.nr. WER3002



Voor A: _____
 Links B: _____
 Rechts C: _____
 D: _____
 E: _____
 Hoogte: _____

Maatvoering

A: _____ cm
 B: _____ cm
 C1: _____ cm
 C2: _____ cm
 D: _____ cm
 E: _____ cm
 F: _____ cm
 G: _____ cm
 H: _____ cm
 I: _____ cm
 J: _____ cm
 K: _____ cm
 L: _____ cm
 M: _____ cm

Buikuitsparing

Geen
 Enkel, zie maten afb. 1
 Dubbel, zie maten afb. 2


Stuurkastuitsparing

Geen, maten A t/m D invullen
 Links, maten A t/m K invullen
 Rechts, maten A t/m K invullen
 Midden, maten A t/m M invullen

Collegewerkblad

Links
 Rechts
 Buikuitsparing enkel zie afb. 3
 Buikuitsparing dubbel zie afb. 4


Afbeelding 3




Afbeelding 4



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Elleboog polstering links + rechts

Opliggend art. nr. WER2011
 Verzonken art. nr. WER2023
 Collegeblad art. nr. WER2012

zwart skai
 zwart skai
 zwart skai

zwart inco
 zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____
 stof anders: _____

Half werkblad polstering

Opliggend art. nr. WER2013
 Verzonken art. nr. WER2025
 Collegeblad art. nr. WER2014

zwart skai
 zwart skai
 zwart skai

zwart inco
 zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____
 stof anders: _____

Elleboog polstering met opstaande rand

Opliggend art. nr. WER2017
 Verzonken art. nr. WER2024
 Collegeblad art. nr. WER2018

zwart skai
 zwart skai
 zwart skai

zwart inco
 zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____
 stof anders: _____

Half werkblad polstering met opstaande (buik)rand

Opliggend art. nr. WER2019
 Verzonken art. nr. WER2026
 Collegeblad art. nr. WER2020

zwart skai
 zwart skai
 zwart skai

zwart inco
 zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____
 stof anders: _____

Gehele polstering

Werkblad art. nr. WER2015
 Collegeblad art. nr. WER2016

zwart skai
 zwart skai

zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____

Gehele polstering met opstaande (buik)rand

Werkblad art. nr. WER2021
 Collegeblad art. nr. WER2022

zwart skai
 zwart skai


zwart inco
 zwart inco

stof anders: _____
 stof anders: _____


Elleboog polstering maten

A: _____
 B: _____
 C: _____
 Hoogte _____

Rand
 Hoekrand



Gepolsterde rand




Gepolsterde hoekrand


Half werkblad polstering maten

A: _____
 B: _____
 C: _____
 Hoogte _____

Rand
 Hoekrand



Gepolsterde rand



Gepolsterde hoekrand

Opmerkingen